



ACTIVE SENSOR

Kit Cãnula Híbrida para
Radiofrequência e Neuromodulação



ACTIVE SENSOR

Kit Cânula Híbrida para Radiofrequência e Neuromodulação



É indicado para o **tratamento de dor crônica e aguda, através de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos de radiofrequência com temperatura controlada**, a fim de aliviar a dor e melhorar a capacidade funcional nas cirurgias da coluna vertebral.

A cânula possui o eletrodo acoplado a ela, o que facilita a punção e evita que a agulha se desloque na colocação do probe. Esse produto traz efetividade e diminui o tempo cirúrgico.

Produto estéril e de uso único.

Produto ecogênico, pode ser visualizado no raio-x ou no ultrassom.

O kit possui uma cânula híbrida, um jogo de régua e marcador cirúrgico e um dispensador de agulhas (needle vise).

Disponível nos tamanhos:

20G X 100mm X 05mm

20G X 100mm X 10mm

20G X 50mm X 10mm

22G X 50mm X 05mm

20G X 150mm X 10mm

18G X 100mm X 10mm

18G X 150mm X 10mm

Distribuidor Autorizado



11 **2988-7427**

Av. Pres. Kennedy, 3500
Sala 301/303/316 - Sta. Paula
São Caetano do Sul - SP