



ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea



ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea



ANVISA: 82130519028

É destinada a retirar material tecidual para análise em laboratório. As biópsias tem o objetivo de auxiliar o médico nos diagnósticos de patologias.

Este dispositivo é indicado para **biópsias de tecidos ósseos, medula óssea, auxiliando o médico no diagnóstico e tratamento de transplante de medula.**

Utiliza uma cânula com empunhadura e mandril, que será introduzida no interior do osso chato produtor de medula óssea.

No interior do osso, o mandril será retirado e uma porção de sangue rico em medula óssea será aspirado através de uma seringa.

Caso desejado, o sistema coletor de tecido ósseo pode ser inserido na cânula e através de movimentos circulares, a coleta de tecido será finalizada.



11 **2988-7427**

Av. Pres. Kennedy, 3500
Sala 301/303/316 - Sta. Paula
São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br contato@itsdobrasil.com.br [in | itsdobrasil](https://www.linkedin.com/company/itsdobrasil) [f | itsdobrasil](https://www.facebook.com/itsdobrasil)

Distribuidor Autorizado