




ENCHOBLOCK **PLUS**

Kit cânula para bloqueio seletivo de nervos



ENCHOBLOCK PLUS

Kit cânula para bloqueio seletivo de nervos



Especialmente desenvolvido para procedimentos cirúrgicos de coluna e ortopedia guiados por ultrassom.

O corpo da cânula, é interna e externamente revestida com "Nanoclear", um polímero especial que, além de garantir um isolamento elétrico perfeito do dispositivo, proporciona uma alta visibilidade no Ultrassom. As características técnicas e construtivas do produto, permitem ao médico identificar o nervo e fazer o bloqueio, injetando anestésico, medicamento ou viscosuplementação.

O cirurgião pode usar, dependendo dos requisitos, a técnica de ultrassom, técnica fluoroscópica ou técnica mista (Ultrassonografia + Fluoroscopia).

Totalmente fabricada em aço inoxidável, revestida com o exclusivo polímero **Nanoclear**.

Escala de profundidade que auxilia o cirurgião, 360° circundando todo o corpo da cânula.

Duas Versões de ponta
O cirurgião escolhe qual ponta utilizar de acordo com o procedimento a ser realizado (maior segurança ao paciente).

Perfeita Eco-visibilidade e deslizamento suave devido ao exclusivo revestimento **Nanoclear**, que confere maior conforto ao paciente durante e após o procedimento.

Disponível no tamanho:

21Gx120mm



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | @ | itsdobrasil

Distribuidor Autorizado