




REGENEXT SC

Kit Cânula para Coleta Seletiva de Célula Tronco



REGENEXT SC

Kit Cânula para Coleta Seletiva de Célula Tronco



O dispositivo para coleta seletiva de células tronco da medula óssea Regenext SC, possibilita ao médico a **obtenção de material rico em células primordiais, pois absorve uma quantidade menor de sangue periférico e uma maior quantidade de células tronco viáveis**, que as ferramentas disponíveis no mercado hoje.

O produto vem agregar ao arsenal terapêutico nos tratamentos de dor e desgaste de articulações e cartilagens, através da reconstituição desses tecidos.

A medicina regenerativa é uma realidade na medicina mundial, a ITS do Brasil traz um produto com tecnologia e qualidade ao mercado, **proporcionando ao médico uma coleta rica em células mesenquimais íntegras**, pois a cânula Regenext SC aspira o material por movimento axial (paralelo à parede da cânula), evitando hemólise e células degradadas.

Produto estéril e de uso único;

Seringa a vácuo para facilitar a coleta do material;

O kit já possui uma cânula aplicadora específica para células tronco;

Coleta aproximadamente 60% mais células viáveis que os dispositivos em uso no mercado;

Movimento Axial de aspiração, evita hemólise e mantém a célula mesenquimal íntegra para melhor ação regenerativa.

Disponível nos tamanhos:

100mm

150mm



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | f | itsdobrasil

Distribuidor Autorizado