




CÂNULA SONOVISÍVEL DE RADIOFREQUÊNCIA ABL



CÂNULA SONOVISÍVEL DE RADIOFREQUÊNCIA ABL

**Produto
estéril e
de uso
único.**

É indicado para o **tratamento de dor crônica e aguda, através de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos de radiofrequência com temperatura controlada**, a fim de aliviar a dor e melhorar a capacidade funcional nas cirurgias de coluna.

A cânula possui revestimento isolante radiopaco, mandril e ponta ativa sonovisível, permitindo que o procedimento seja guiado por ultrassom ou por fluoroscopia.

Disponível nos tamanhos:

20G X 100mm X 05mm

20G X 100mm X 10mm

20G X 50mm X 10mm

22G X 50mm X 05mm

20G X 150mm X 10mm

18G X 100mm X 10mm

18G X 150mm X 10mm



11 **2988-7427**
11 **91291-8889**

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

🌐 itsdobrasil.com.br ✉ contato@itsdobrasil.com.br in [itsdobrasil](https://www.instagram.com/itsdobrasil) @ [itsdobrasil](https://www.facebook.com/itsdobrasil)

Distribuidor Autorizado