




INVISC

Kit Cãnula de Viscosuplementação e Bloqueio



INVISC

Kit Cânula de Viscosuplementação e Bloqueio



Devido ao seu material de revestimento flexível e o diâmetro da cânula, o Kit Cânula de Viscosuplementação e Bloqueio INVISC **permite o fluxo de substâncias visco-antálgicas e regenerativas para procedimentos de viscosuplementação em tratamento da dor e medicina do esporte.**

Exclusiva cobertura Ecobright

melhora a visualização da cânula ao ultrassom, deslizamento suave da cânula pelo músculo, que garante um pós-operatório sem dor.

A luz interna da cânula mais delgada, propicia injeção de viscosuplementação sem pressão excessiva ou formação de "Boulos".

Tela radiopaca 3D com exclusiva marcação para evitar exposição à radiação.

Disponível nos tamanhos:

18GX90mm	18GX150mm
21GX90mm	21GX120mm
21GX150mm	22GX50mm



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | f | itsdobrasil

Distribuidor Autorizado