



ORTHO SENSOR

Kit Cânula Híbrida para
Radiofrequência e Neuromodulação



ORTHO SENSOR

Kit Cânula Híbrida para
Radiofrequência e Neuromodulação



É indicado para o **tratamento de dor crônica e aguda, através de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos de radiofrequência com temperatura controlada**, a fim de aliviar a dor e melhorar a capacidade funcional nas cirurgias de ortopedia em articulações.

A cânula possui o eletrodo acoplado a ela, o que facilita a punção e evita que a agulha se desloque na colocação do probe. Esse produto traz efetividade e diminui o tempo cirúrgico.

Produto estéril e
de uso único.

Produto ecogênico,
pode ser visualizado no
raio-x ou no ultrassom.

O kit possui uma cânula
híbrida, um jogo de régua
e marcador cirúrgico e um
dispensador de agulhas
(needle vise).

Disponível nos tamanhos:

20G X 100mm X 05mm

20G X 100mm X 10mm

20G X 50mm X 10mm

22G X 50mm X 05mm

20G X 150mm X 10mm

18G X 100mm X 10mm

18G X 150mm X 10mm



11 **2988-7427**
11 **91291-8889**

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

🌐 itsdobrasil.com.br ✉ contato@itsdobrasil.com.br in [itsdobrasil](https://www.instagram.com/itsdobrasil) @ [itsdobrasil](https://www.facebook.com/itsdobrasil)

Distribuidor Autorizado