



KIT CÂNULA DE RF PARA TRIGÊMEO ATP





KIT CÂNULA DE RF PARA TRIGÊMEO ATP



É indicado para o tratamento de dor crônica e aguda, através de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos de radiofrequência com temperatura controlada, a fim de **aliviar a dor e melhorar a capacidade funcional nas cirurgias de Trigêmeo.**

A cânula possui revestimento isolante radiopaco, mandril e ponta ativa sonovisível, permitindo que o procedimento seja guiado por ultrassom ou por fluoroscopia.

Produto estéril e de uso único.

Kit possui duas cânulas sonovisíveis de RF com ponta exposta de 5mm e 10mm.

Pode ser utilizada em técnicas com escopia e ultrassom.

Modelo

RFTP-32010510 - Kit Cânula de Radiofrequencia Sonovisível para Trigêmeo ATP



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | f | itsdobrasil

Distribuidor Autorizado