




ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea Ajustável



ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea Ajustável



É destinada a retirar material tecidual para análise em laboratório. As biópsias tem o objetivo de auxiliar o médico nos diagnósticos de patologias.

Este dispositivo é indicado para **biópsias de tecidos ósseos, medula óssea, auxiliando o médico no diagnóstico e tratamento de transplante de medula.**

Utiliza uma cânula com empunhadura e mandrill, que será introduzida no interior do osso chato produtor de medula óssea.

No interior do osso, o mandril será retirado e uma porção de sangue rico em medula óssea será aspirado através de uma seringa.

Disponível nos tamanhos:

14G

15G

16G

18G

e nos comprimentos

50mm

75mm

100mm

com dispositivo de ajuste da profundidade da cânula.



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | f | itsdobrasil

Distribuidor Autorizado