



ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea Ajustável




ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea Ajustável



Cânula com
**MARCAÇÃO
CENTIMETRADA
E COMPRIMENTO
AJUSTÁVEL**



É destinada a retirar material tecidual para análise em laboratório. As biópsias tem o objetivo de auxiliar o médico nos diagnósticos de patologias.

Este dispositivo é indicado para **biópsias de tecidos ósseos, medula óssea, auxiliando o médico no diagnóstico e tratamento de transplante de medula.**

Utiliza uma cânula com empunhadura e mandril, que será introduzida no interior do osso chato produtor de medula óssea.

No interior do osso, o mandril será retirado e uma porção de sangue rico em medula óssea será aspirado através de uma seringa.

**STOP
PARA COLETA
SEGURA DO
MATERIAL**

Referências Modelos

ITAJ-1350	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 13GX50mm
ITAJ-1375	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 13GX75mm
ITAJ-13100	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 13GX100mm
ITAJ-1450	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 14GX50mm
ITAJ-1475	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 14GX75mm
ITAJ-14100	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 14GX100mm
ITAJ-1550	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 15GX50mm
ITAJ-1575	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 15GX75mm
ITAJ-15100	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 15GX100mm
ITAJ-1650	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 16GX50mm
ITAJ-1675	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 16GX75mm
ITAJ-16100	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 16GX100mm
ITAJ-1850	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 18GX50mm
ITAJ-1875	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 18GX75mm
ITAJ-18100	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow Ajustável 18GX100mm

Distribuidor Autorizado



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | f | itsdobrasil